



SANIDYN®5 PARFUME

DÉTERGENT ET DÉSINFECTANT PARFUMÉ CONCENTRÉ

SANIDYN®5 PARFUME est un détergent-désinfectant concentré destiné au nettoyage et à la désinfection des surfaces générales (sols, murs, surfaces, mobiliers, sanitaires...).

SANIDYN®5 PARFUME laisse une odeur fraîche et agréable.

ACTIVITES

BACTERICIDE EN 1040, EN 1276 (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), EN 13697 (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), NF EN 13727 (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C) **LEVURICIDE** : EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 14562 **FONGICIDE** NF 1275, EN 1650 (conditions de saleté – 0.5% – 15 min – 20°C) **SPORICIDE** : EN 13704 sur *Bacillus Subtilis* et *Clostridium difficile* (conditions de propreté – 5% – 60 min – 20°C), **VIRUCIDE** : EN 14476 sur PRV*, BVDV*, H1N1, (conditions de saleté – 2% – 5 min – 20°C) Herpes, Vaccinia virus, Rotavirus (conditions de saleté – 0.5% – 5 min – 20°C), Norovirus (conditions de saleté – 2% – 15 min – 20°C), HIV (conditions de saleté – 2% – 60 sec – 20°C) * Swine Pseudorabies Virus (PRV) et Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) sont des substituts pour HBV et HCV.

COMPOSITION

PEROXYDES STABILISÉS - AMMONIUMS QUATÉNAIRES SYNERGISES - TERPINEOL - TENSIO-ACTIFS NON IONIQUES - EXCIPIENTS

CARACTERISTIQUES

| | | |
|--|---|--|
| *Aspect : Liquide *Odeur : Résineux *Couleur : Ambré | * Conservation : tenir à l'abri de la lumière une température supérieure à 4°C | *Incompatibilité : ne pas mélanger avec des produits anioniques ou chlorés |
| *pH pur : 9,6±0,5 | * pH dilué à 0,25% : 8,1±0,5 * pH dilué à 1% : 9,1±0,5 | *Peremption : > 4 ans |

TOXICOLOGIE

- * DL 50 : 8,30 ml/kg < DL 50 < 12,5 ml/kg
- * Test d'irritation oculaire : produit considéré comme non irritant.
- * Test d'irritation primaire cutanée : très bonne tolérance cutanée, même lors d'usages répétés.

INDICATION

SANIDYN 5 PARFUME est destiné à la désinfection des sols, surfaces, murs, mobiliers, sanitaires.

SANIDYN 5 PARFUME présente des propriétés détergentes.

SANIDYN 5 PARFUME est utilisé dans les Hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, cabinets de chirurgie dentaire et médicaux, industries, en collectivités...

PROTOCOLE D'UTILISATION

En entretien courant, **SANIDYN 5 PARFUME** s'utilise dilué à 0,25%.

En cas de souillures importantes, la concentration peut être augmentée jusqu'à 1%.

Utiliser en essuyage humide ou lavage pour les sols, cloisons, surfaces, mobilier, plans de travail et sanitaire.

En cas de lavage, il convient de laisser agir le produit quelques minutes avant d'avacuer (émulsion (aspirateur à eau, balai Faubert, etc.)

PRECAUTIONS D'EMPLOI (CF. FDS)

Ne pas mélanger avec d'autres produits.

Ne pas avaler.

Rincer à l'eau claire en cas de projection sur les muqueuses)

PRÉSENTATION

Références : **SANIDYN 5 PARFUME** PAR (Bidon de 5 litres)



Fabricant Exploitant et distribution : **PHI (PRODHYG IND)**

TEL: 98 314 510 - FAX: 70 691 123 / 70 727 452

✉ prodhyg@yahoo.fr 🌐 www.prodhyg.net